

medartis®


PRECISION IN FIXATION

PRODUCT INFORMATION

All-in-One Staple



APTUS®
Foot



Ready. Steady. Staple.
The Swiss Pocket Staple.


Ready. Steady. Staple.

インプラントとすべての専用インスツルメントを
軽量パッケージに包装した
ポケットサイズの滅菌ステープルキット

包括的な母趾治療および骨接合のためのさらなる一歩

スイス製ポケットサイズステープル

- オール・イン・ワン
- 機能的
- 滅菌済で収納に便利なコンパクトサイズ




インプラントとインスツルメント

- ステンレススチールシートからレーザーで精密に切り出した一体構造
- インプラントとインスツルメントは容易に分離が可能
- 解剖学的適合性と術者の好みに応じた様々なステープルデザイン
- スイスで設計および製造




ステープルとインパクター

ドリルガイド



仕様

- 2種類の幅 (8 mm、10 mm) および2種類の角度 (0°、26°) が選択可能
- 針全長10 mm
- 返し付き針脚部によりステープルのルーズニングを防止
- ステープルデザインおよびドリルガイドによりコンプレッションが可能
- ドリル2本と対応するドリルガイドを同梱
- 正確な挿入のためのインパクター



メリット

- 滅菌や洗浄のリソースを節約
- 製品購入管理の省力化 1品目・1価格
- ドリル用のK-ワイヤーなどの消耗品の追加費用なし
- 手術室での準備及び待機時間の削減

製品情報

材質：ステンレススチール
ステープル厚：1.0 mm

All-in-One Staple



A-4090.01S



A-4090.03S



A-4090.02S



A-4090.04S

Art. No.		仕様(幅、角度)	個数
A-4090.01S	STERILE	08 mm, 0°	1
A-4090.02S	STERILE	08 mm, 26°	1
A-4090.03S	STERILE	10 mm, 0°	1
A-4090.04S	STERILE	10 mm, 26°	1

APTUS Footに関する詳細な情報は、www.medartis.comをご覧ください。

FOOT_07000012_v1JA / © 2022-01

製造販売元

メダティス株式会社

東京都港区港南2-16-5 NBF品川タワー

TEL: 03-4520-5048

製造元

MEDARTIS AG (スイス)

海外拠点

オーストラリア | オーストリア | ブラジル | 中国 | フランス | ドイツ | 日本 | メキシコ | ニュージーランド | ポーランド | 英国 | 米国
関係会社および販売代理店に関する詳細については、WWW.MEDARTIS.COM をご覧ください。



免責事項: この情報は、メダティスの医療機器を紹介することを目的としています。特定の患者様の治療において特定の製品を使用するにあたって、担当医の専門的な臨床判断に基づき判断する必要があります。メダティスは医学的なアドバイスを提供していません。市場における規制や医療行為の関係上、当社の製品が全ての地域で利用できるとは限りません。
詳細については、メダティスの担当者 (www.medartis.com) にお問い合わせください。